



## NOTICE D'UTILISATION

# KIT JERRICAN 5 LITRES avec support

**RÉFÉRENCE :** PTNC05/TC05L

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce kit comprend :

- ◆ 1 jerrican alimentaire de 5 litres avec robinet
- ◆ 1 support métallique de fixation
- ◆ 1 sangle de maintien
- ◆ 1 kit de visserie de fixation

### UTILISATION

Ce produit est destiné au transport et au stockage de liquides compatibles dans un véhicule utilitaire.

Le support permet de maintenir le jerrican de manière stable et sécurisée pendant le transport.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ◆ Vérifier la compatibilité du produit avec le véhicule avant installation
- ◆ S'assurer que le support est correctement fixé avant toute utilisation
- ◆ Toujours sécuriser le jerrican à l'aide de la sangle fournie
- ◆ Ne pas dépasser la capacité maximale (5 litres)
- ◆ Ne pas utiliser pour le transport de substances dangereuses ou non adaptées
- ◆ Vérifier régulièrement l'état du support, de la sangle et des fixations
- ◆ En cas de pièce endommagée, ne pas utiliser le produit

### INSTALLATION

- ◆ Fixer solidement le support sur une surface adaptée du véhicule
- ◆ Utiliser la visserie fournie
- ◆ Vérifier le serrage de l'ensemble après installation
- ◆ Positionner le jerrican dans le support et installer la sangle de maintien

### ENTRETIEN

- ◆ Nettoyer avec un chiffon humide
- ◆ Contrôler régulièrement les fixations
- ◆ Remplacer toute pièce usée ou endommagée

### TRAÇABILITÉ

- ◆ Assemblé en France par Equipvan
- ◆ Produit conçu en France
- ◆ Support métallique fabriqué en France
- ◆ Origine des composants :
  - Support métallique : France
  - Jerrican : France ou Italie
  - Sangle : Union européenne ou hors UE

### INFORMATIONS FABRICANT

**EQUIPVAN®**

24 Rue Rémi Moïse  
42150 La Ricamarie – France

☎ 04 71 59 51 81

✉ [contact@equipvan.fr](mailto:contact@equipvan.fr)

🌐 [www.equipvan.fr](http://www.equipvan.fr)